




elabo cannula

STERİL TEK KULLANIMLIK İĞNE ve KANÜL



ELABO STERİL TEK KULLANIMLIK İĞNE ve KANÜL

MİKRO
KANÜL

İNCE
İŞLEME

PÜRÜZSÜZ
ENJEKSİYON

Elabo sizes

Gauge	18G	22G	23G	25G	27G	30G
Length	50mm	50mm	70mm	50mm	40mm	50mm
TW	V	V	V	V	V	V
UTW	V	V	V	V	V	V

*1 cannula & 1 sharp needle / kit

Dolgu kanülü

Dolgu kanülü, diğer iğne türlerine kıyasla kan damarlarının yaralanma olasılığını önemli ölçüde azaltan yuvarlak bir uç ve esnek bir kanül ile tasarlanmıştır. Dolgu kanülü, göz çevresi ve burun çevresi için uygundur (örn. Rinoplasti, çene, çene hattı, yanaklar, nazolabial kıvrımlar, yırtık olukları, kaşlar ve dudakların gövdesi vb.). Dolgu maddesi enjekte edilirken, büyük hacimleri doldurmak için avantajlı olan çeşitli doldurma yönleri vardır. Dolgu maddesi kanülün yan deliğinden enjekte edilebilir. Doğru enjeksiyonları kolaylaştırarak çıktığı yönü tanımak mümkündür. Üstelik tedavi bölgesinde kanül giriş sayısı iğnelerden daha az olduğu için daha az ağrı, daha az şişlik ve daha az morarma yaratarak hastaların günlük hayatlarına dönmelerine yardımcı oluyor..

Kullanıcının tercihine göre optimize edilmiş boyutlar

Kanülün etkisi doktora göre çok farklı olabilir. Bazı doktorlar esnek ürünler kullanmayı tercih ederken, bazı doktorlar daha az esnek ürünler ararlar. Ayrıca enjeksiyon sürecinde bazı doktorlar belirli miktarlarda basıncı tercih ederken, başka doktorlar da daha az basınçlı bir ürünün daha iyi olduğunu söylüyor. Her doktorun tercihi nedeniyle çeşitli tercihlere uyan bir ürün sunmaya çalışıyoruz. Elabo, tüm farklı müşterilerin zevklerini karşılamak için çeşitli ürün grupları sunar.


Product comparison_TW & UTW

Kategori	İç çap	Esneklik	Enjeksiyon basıncı
TW(Thin Wall)	Daha dar	Daha az esnek	Daha fazla baskı
UTW(Ultra Thin Wall)	Daha geniş	Daha esnek	Daha az baskı




A. TW (İnce Duvar)
güçlü enjeksiyon
için ortalama iç çap

B. UTW (Ultra İnce Duvar)
pürüzsüz enjeksiyon için daha
geniş iç çap



• Kalibre İçinde



• Kalibre İçinde

elabo

Gelişmiş kanül

İnce işlem uygulanmış kanül, olağanüstü homojenlik, üstün esneklik ve mükemmel performans sağlar.



Polikarbonat Gövde •

Polikarbonat, hafif ancak sert bir özelliğe sahip bir termoplastiktir.

Mükemmel mukavemet, ısı direnci, darbe direnci ve şeffaflık özelliklerine sahip bir mühendislik plastiği olarak sınıflandırılır.



Doğru kontrol göstergesi •

Gösterge, uçtaki deliği bulmayı kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.

Bu görsel, mükemmel tedavi sağlamak için doğru kontrol için uygulayıcıları destekler.



• Hassas enjeksiyon için derecelendirme

Derecelendirme, enjeksiyon hacmini gösterir ve en iyi prosedür sonuçları için kullanıcıların hassas kontrolüne yardımcı olur.



• UV yapıştırıcı

UV (ultraviyole ışınları) yapıştırıcı, yüksek yapışma mukavemeti ve hassas sabitleme, mükemmel kimyasal direnç, nem direnci ve ısı direnci gibi avantajlara sahiptir ve şeffaf özelliği, mükemmel bir tasarımın gerçekleştirilmesini mümkün kılar.



0(212) 238 73 50



info@medicaline.com.tr



www.medicaline.com.tr



Esentepe Mah. Talatpaşa Cad. No:5 Şişli-İstanbul

MEDICALINE aesthetics & cosmetics